

- Schaufeltragen dienen der Aufnahme und Umlagerung von Patienten auf Rettungstragen (Transport von Patienten möglich \Rightarrow Fixierung mit drei Haltegurten auf der Trage).
- Schaufeltrage ist zur platzsparenden Unterbringung und Transport in der Längsachse zusammenklappbar.
- Belastbarkeit 159 kg, Eigengewicht 9 kg (Herstellerangaben für abgebildetes Schaufeltragenmodell)



Quelle: FERNO



Quelle: FERNO

Schaufeltragen lassen sich für platzsparende Unterbringung und Transport in ihrer Längsachse einschieben und zusammenklappen.



Spineboard einsetzbar für

- Umlagerung des Patienten (Aufnahme von Boden und Verbringen in Schleifkorbtrage)
- Transport (in Verbindung mit Gurtsystem für die Fixierung des Patienten auf dem Brett, z. B. durch enge Treppenräume oder Stiegen)
- Rettung (z. B. achsengerechte Rettung aus PKW, Personenrettung unter Zug/U-Bahn)
- Eisrettung



6.3 Hilfsmittel zur Patientenumlagerung

Rettungstuch

Rettungstuch einsetzbar für

- Umlagerung des Patienten (Aufnahme von Boden und Verbringen in Schleifkorbtrage)
- Transport (z. B. über Stiegen oder durch enge Treppenräume)



Quelle: Werft



Quelle: Werft